

MERKMALE CAPSUNORM

- Mit der Capsunorm können Sie gleichzeitig 60, 100, 120 oder 200 Kapseln ohne Manipulation öffnen und schließen.
- Die einfache Anwendung macht Capsunorm zum idealen Arbeitsgerät für den Einsatz in Apotheken, Labors und Krankenhäuser.
- Das gleiche Gerät ist mit unterschiedlichen Grössen kompatibel (000,00, 0, 1, 2, 3 und 4).
- Mit dem Loader können Sie die Kapseln schnell und hygienisch direkt in die Filling Machine einsetzen
- Der Loader ist separat erhältlich
- Der Rahmen aus rostfreiem Material sind mit Edelstahlschrauben verschraubt. Die Plattensätze bestehen aus robustem Kunststoff und sind einfach zu reinigen.



Filling Machine



Panels

LIEFERUMFANG

CAPSUNORM ® 2000 Capsule Filler besteht aus folgenden Komponenten:

- Standardrahmen (kompatibel mit allen Plattensätzen)
- 1 Satz Panels
- Spatel
- Presstempel
- Schlüssel
- Gebrauchsanweisung



Loader

Tecny Farma Schweiz AG

Bolligenstrasse 102
3065 Bolligen
+41 31 300 40 00

info@tecnyfarma.ch
www.tecnyfarma.ch